



別名 :


化学名 : 2-Propenamide

性状 : 無色の結晶

分子式 : C_3H_5NO


分子量 : 71.08

構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : アクリルアミド標準品
試料注入量 : 5 μ L (0.1 mg/mL 水溶液)
溶離液 : 水
流速 : 1.0 mL/min
カラム : Mightysil RP-18 GP Aqua 250-4.6 (5 μ m)
カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C
検出器 : UV
測定波長 : 210 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>