

残留農薬試験用
ビフェニル標準品
Biphenyl Standard



別名 :


化学名 : Biphenyl

性状 : 無色の結晶

分子式 : $C_6H_5C_6H_5$

分子量 : 154.21

構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : ビフェニル標準品
試料注入量 : 1.0 μ L (10 mg/mL アセトン溶液)
カラム : G-100
カラム温度 : 140 $^{\circ}$ C
注入口温度 : 200 $^{\circ}$ C
検出器温度 : 200 $^{\circ}$ C
キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>