

環境分析用

2-ブロモエタノール標準品

2-Bromoethanol Standard



別名 : Ethylene bromhydrin

化学名 : 2-Bromoethanol

性状 : 黄からこい黄みの液体

分子式 : $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

分子量 : 124.96

構造式 :

<GC-FID 分析条件>

試料 : 2-ブロモエタノール標準品

試料注入量 : 1 μL

カラム : Stabliwax 30 m


カラム温度 : 70 $^{\circ}\text{C}$ (5分) \rightarrow 15 $^{\circ}\text{C}/\text{分}$ \rightarrow 250 $^{\circ}\text{C}$ (3分)

注入口温度 : 250 $^{\circ}\text{C}$

検出器温度 : 250 $^{\circ}\text{C}$

注入方式 : スプリット

キャリアーガス : ヘリウム 1 mL/min (定流量モード)



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>