


残留農薬試験用  
ダラポン標準品  
Dalapon Standard




別名 : 2,2-ジクロロプロピオン酸  
化学名 : 2,2-Dichloropropanoic acid  
性状 : 無色からうすい黄色の液体  
分子式 :  $C_3H_4Cl_2O_2$   
分子量 : 142.97

構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : ダラポン標準品  
試料注入量 : 10  $\mu$ L (0.5 mg/mL 溶離液に溶解)  
溶離液 : アセトニトリル/0.5 %りん酸水溶液 = 25/75  
流速 : 1.0 mL/min  
カラム : Mightysil RP-18 GP Aqua 150-4.6 (3  $\mu$ m)  
カラム温度 : 40  $^{\circ}$ C  
検出器 : UV  
測定波長 : 205 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>