


残留農薬試験用  
ジクロベニル標準品  
Dichlobenil Standard




別名 : DBN  
化学名 : 2,6-Dichlorobenzonitrile  
性状 : 白い粉末又は結晶性粉末  
分子式 :  $C_7H_3Cl_2N$   
分子量 : 172.01  
構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : ジクロベニル標準品  
試料注入量 : 1.0  $\mu$ L (50 mg/mL アセトン溶液)  
カラム : G-100  
カラム温度 : 140  $^{\circ}$ C  
注入口温度 : 210  $^{\circ}$ C  
検出器温度 : 210  $^{\circ}$ C  
キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>