


残留農薬試験用

フェノブカルブ標準品

Fenobucarb Standard




- 別名 : BPMC
- 化学名 : 2-sec -Butylphenyl methylcarbamate
- 性状 : 白色結晶又は無色透明の粘性液体
- 分子式 : $C_{12}H_{17}NO_2$
- 分子量 : 207.27
- 構造式 :



<HPLC 分析条件>

- 試料 : フェノブカルブ標準品
- 試料注入量 : 20 μ L (0.5 mg/mL 溶離液に溶解)
- 溶離液 : アセトニトリル/水=50/50
- 流速 : 1.0 mL/min
- カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μ m)
- カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C
- 検出器 : UV
- 測定波長 : 260 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>