

# 残留農薬試験用

## フェナリモル標準品

### Fenarimol Standard



別名 :


化学名 : (±)-2,4'-Dichloro- $\alpha$ -(pyrimidin-5-yl)benzhydryl alcohol

性状 : 白色結晶性粉末

分子式 :  $C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$

分子量 : 331.20

構造式 :



#### <GC-FID 分析条件>

試料 : フェナリモル標準品

試料注入量 : 1.0  $\mu$ L (50 mg/mL アセトン溶液)


カラム : G-100

カラム温度 : 250  $^{\circ}$ C

注入口温度 : 280  $^{\circ}$ C

検出器温度 : 280  $^{\circ}$ C

キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



## 関東化学株式会社

### 試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>