



別名 :


化学名 : 1,1-Dimethyl-3-(α, α, α -trifluoro-*m*-tolyl)urea

性状 : 白色からうすい黄色の結晶又は粉末

分子式 : $C_{10}H_{11}F_3N_2O$

分子量 : 232.20

構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : フルオメツロン標準品

試料注入量 : 10 μ L (0.1 mg/mL 溶離液に溶解)

溶離液 : アセトニトリル/水=45/55


流速 : 1.0 mL/min

カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μ m)

カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C

検出器 : UV

測定波長 : 244 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>