

残留農薬試験用

フェノキサニル標準品

Fenoxanil Standard



別名 :


化学名 : (RS)-N-[(RS)-1-Cyano-1,2-dimethylpropyl]-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionamide

性状 : 白色の結晶または結晶性粉末

分子式 : $C_{15}H_{18}Cl_2N_2O_2$

分子量 : 329.22

構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : フェノキサニル標準品

試料注入量 : 20 μ L (0.1 mg/mL 溶離液に溶解)

溶離液 : アセトニトリル/水=60/40


流速 : 1.0 mL/min

カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μ m)

カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C

検出器 : UV

測定波長 : 240 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>