

残留農薬試験用

インダノファン標準品

Indanofan Standard



別名 :


化学名 : (RS)-2-[2-(3-Chlorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-2-ethylindan-1,3-dione

性状 : 白色結晶

分子式 : C<sub>20</sub>H<sub>17</sub>ClO<sub>3</sub>

分子量 : 340.80


構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : インダノファン標準品  
試料注入量 : 10 μL (0.1 mg/mL アセトニトリルに溶解)  
溶離液 : アセトニトリル/水=50/50

流速 : 1.0 mL/min  
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μm)  
カラム温度 : 40 °C  
検出器 : UV  
測定波長 : 220 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>