


残留農薬試験用
メプロニル標準品
Mepronil Standard




別名 :
化学名 : 3'-Isopropoxy-*o*-toluanilide
性状 : 白色結晶性粉末
分子式 : $C_{17}H_{19}NO_2$
分子量 : 269.34
構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : メプロニル標準品
試料注入量 : 1.0 μ L (50 mg/mL アセトン溶液)
カラム : G-250
カラム温度 : 250 $^{\circ}$ C
注入口温度 : 300 $^{\circ}$ C
検出器温度 : 300 $^{\circ}$ C
キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



 関東化学株式会社
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
TEL : 03-6214-1090
HP : <https://www.kanto.co.jp>