


残留農薬試験用

メピコートクロリド標準品

Mepiquat-chloride Standard




別名 : メピコートクロリド
化学名 : 1,1-Dimethylpiperidinium chloride
性状 : 無色結晶
分子式 : $C_7H_{16}ClN$
分子量 : 149.66



<HPLC 分析条件>

試料 : メピコートクロリド標準品
試料注入量 : 20 μ L (1.0 mg/mL 溶離液に溶解)
溶離液 : アセトニトリル/水=70/30
流速 : 1.0 mL/min
カラム : Mightysil NH_2 150-4.6 (5 μ m)
カラム温度 : 30 $^{\circ}$ C
検出器 : RI



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>