

残留農薬試験用
メパニピリム標準品
Mepanipirim Standard



別名 :


化学名 : *N*-(4-Methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

性状 : 白色結晶性粉末

分子式 : $C_{14}H_{13}N_3$

分子量 : 223.27

構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : メパニピリム標準品

試料注入量 : 1.0 μ L (50 mg/mL アセトン溶液)


カラム : G-100

カラム温度 : 210 $^{\circ}$ C (5分) \rightarrow 10 $^{\circ}$ C/分 \rightarrow 250 $^{\circ}$ C

注入口温度 : 280 $^{\circ}$ C

検出器温度 : 280 $^{\circ}$ C

キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>