


残留農薬試験用
ホサロン標準品
Phosalone Standard




別名 :
化学名 : S-6-Chloro-2,3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate
性状 : 白色結晶
分子式 : C₁₂H₁₅ClNO₄PS₂
分子量 : 367.81
構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : ホサロン標準品
試料注入量 : 20 μL (0.5 mg/mL 溶離液に溶解)
溶離液 : アセトニトリル/水=70/30
流速 : 1.0 mL/min
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μm)
カラム温度 : 40 °C
検出器 : UV
測定波長 : 284 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>