


残留農薬試験用  
ホスメット標準品  
Phosmet Standard




- 別名 : PMP
- 化学名 : *O,O*-Dimethyl *S*-phthalimidomethyl phosphorodithioate
- 性状 : 白色結晶性の粉末
- 分子式 :  $C_{11}H_{12}NO_4PS_2$
- 分子量 : 317.33
- 構造式 :



<GC-FID 分析条件>

- 試料 : ホスメット標準品
- 試料注入量 : 0.5  $\mu$ L (25 mg/mL 二硫化炭素溶液)
- カラム : G-100
- カラム温度 : 200  $^{\circ}$ C
- 注入口温度 : 260  $^{\circ}$ C
- 検出器温度 : 260  $^{\circ}$ C
- キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>