


食品分析用

没食子酸プロピル標準品

Propyl Gallate Standard




別名 : PG, Progallin P
化学名 : Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
性状 : ごくうすい黄色の結晶
分子式 : $(OH)_3C_6H_2COOCH_2CH_2CH_3$
分子量 : 212.20



<HPLC 分析条件>

試料 : 没食子酸プロピル標準品
試料注入量 : 10 μ L (0.1 mg/mL 溶離液に溶解)
溶離液 : アセトニトリル/水/酢酸=20/80/1
流速 : 1.0 mL/min
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μ m)
カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C
検出器 : UV
測定波長 : 280 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>