

# 残留農薬試験用

## テトラクロルビンホス標準品

### Tetrachlorvinphos Standard



別名 : CVMP


化学名 : (Z)-2-Chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate

性状 : 白色の結晶

分子式 :  $C_{10}H_9Cl_4O_4P$

分子量 : 365.96

構造式 :



#### <GC-FID 分析条件>

試料 : テトラクロルビンホス標準品

試料注入量 : 1.0  $\mu$ L (50 mg/mL アセトン溶液)


カラム : G-250

カラム温度 : 230  $^{\circ}$ C

注入口温度 : 300  $^{\circ}$ C

検出器温度 : 300  $^{\circ}$ C

キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



## 関東化学株式会社

### 試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>