

残留農薬試験用

トルフェンピラド標準品

Tolfenpyrad Standard



別名 :


化学名 : 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]pyrazole-5-carboxamide

性状 : 白色結晶

分子式 :  $C_{21}H_{22}ClN_3O_2$

分子量 : 383.88

構造式 :



<GC-FID 分析条件>

試料 : トルフェンピラド標準品

試料注入量 : 1.0  $\mu$ L (50 mg/mL アセトン溶液)


カラム : G-100

カラム温度 : 280  $^{\circ}$ C

注入口温度 : 290  $^{\circ}$ C

検出器温度 : 290  $^{\circ}$ C

キャリアーガス : ヘリウム 20 mL/min



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>