


残留農薬試験用  
トリクロピル標準品  
Triclopyr Standard




別名 :  
化学名 : 3,5,6-Trichloro-2-pyridyloxyacetic acid  
性状 : 白色の結晶  
分子式 :  $C_7H_4Cl_3NO_3$   
分子量 : 256.43



<HPLC 分析条件>

試料 : トリクロピル標準品  
試料注入量 : 20  $\mu$ L (0.5 mg/mL 溶離液に溶解)  
溶離液 : アセトニトリル/10 mmol/L リン酸水溶液  
=50/50  
流速 : 1.0 mL/min  
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5  $\mu$ m)  
カラム温度 : 室温  
検出器 : UV  
測定波長 : 280 nm



 関東化学株式会社  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>