


残留農薬試験用
テブフェノジド標準品
Tebufenozide Standard




別名 :
化学名 : *N*-*tert*-Butyl-*N'*-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide
性状 : 白色の粉末
分子式 : $C_{22}H_{28}N_2O_2$
分子量 : 352.48
構造式 :



<HPLC 分析条件>

試料 : テブフェノジド標準品
試料注入量 : 20 μ L (0.10 mg/mL 溶離液に溶解)
溶離液 : アセトニトリル/水=60/40
流速 : 1.0 mL/min
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5 μ m)
カラム温度 : 40 $^{\circ}$ C
検出器 : UV
測定波長 : 250 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>