




別名 : Clotam, Tolfedine

化学名 : 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid

性状 : 白からうすい黄色の粉末


分子式 :  $C_{14}H_{12}ClNO_2$

分子量 : 261.70



<HPLC 分析条件>

試料 : トルフェナム酸標準品  
試料注入量 : 5  $\mu$ L (0.1 mg/mL アセトニトリルに溶解)  
溶離液 : アセトニトリル/0.1 %りん酸水溶液 = 65/35  
流速 : 1.0 mL/min  
カラム : Mightysil RP-18 GP 150-4.6 (5  $\mu$ m)  
カラム温度 : 40  $^{\circ}$ C  
検出器 : UV  
測定波長 : 220 nm



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>